



## Augen- und Wundspray

- Spray zur Reinigung und Spülung von Staub und Schmutz aus Augen und Wunden
- sterile Kochsalzlösung 0,9 % NaCl
- mehrfach verwendbar und bis zum letzten Tropfen steril
- Gesamtpülzeit: 5 Minuten
- geschmeidiger und angenehmer Spülfluß
- Sprühen ist aus allen Winkeln und Richtungen möglich
- umweltverträgliches Treibgas Nitrogen
- ohne Konservierungsmittel
- Haltbarkeit: 5 Jahre
- passt in die Erste-Hilfe-Station (Bestell-Nr. 8910000)
- Maße einer Flasche: (B)53 x (T)53 x (H)162 mm

### Anwendungsbeispiele:

- zum Spülen der Augen und Wunden bei Verunreinigung
- praktisch bei Schürfwunden, die besonders ordentlich gereinigt werden müssen



Augen- und Wundspray

Produkt	Inhalt	VE	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Augen- und Wundspray	150 ml		726000	8910020