



Selbsthaftende Bandage

- optimal versorgen, schützen und bandagieren
- elastische Haftbandage
- atmungsaktiv
- wasserbeständig
- von Hand reißbar
- farbig sortiert in den Farben gelb, grün, blau und rot -> kein spezieller Farbwunsch möglich!

Hinweis:

Die Bandage nur so straff anbringen, dass sie angenehm zu tragen ist. Sollte ein Kribbeln oder Taubheitsgefühl an der behandelten Stelle entstehen, Pflasterverband lockern bzw. neu umwickeln.

Die Bandage nicht während des Schlafens tragen.

Anwendungsbeispiele:

- schützt vor Überbeanspruchung, stabilisiert Gelenke, versorgt Verletzungen, bandagiert Verstauchungen und fixiert Kompressen
- die quer- und längselastische Bandage haftet auf sich selbst und bietet einen angenehmen Tragekomfort
- die Größe lässt sich einfach durch Reißen anpassen
- die wasserbeständige Bandage haftet auch bei Kontakt mit Wasser
- die selbsthaftende Lifemed-Bandage mehrfach um die betroffene Körperstelle wickeln, von der Rolle abreißen und fixieren
- vor dem Aufbringen der Bandage das Hautareal reinigen und trocknen



Selbsthaftende Bandage



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

Produkt	Ausführung	Maße	Farbe	VE	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Selbsthaftende Bandage	elastisch / abreißbar	(B)50 mm x (L)4 m	sortiert		99248	6499201